

AMI 1000

Détecteurs de fuites

PFEIFFER 
VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Évolutif

Contrôles non destructifs, conception spéciale pour une utilisation en laboratoire et pour la réalisation de tests en ligne

Déterministe

Résultats quantifiables et répétable selon la norme USP <1207>

Polyvalent

Solution clé en main avec chambres de test personnalisées, adaptée aux flacons, seringues, blisters, poches intraveineuses (IV) et autres emballages non poreux

Accessoires, pièces de rechange et options

- Chambres de test personnalisées
- Alimentation en gaz d'étalonnage
- Gaz de mise à l'air
- Possibilité d'utiliser l'ordinateur portable du client via une connexion Ethernet ou WiFi
- Accès à distance aux données


AMI 1000

Détecteurs de fuites

PFEIFFER
VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Dessin d'encombrement



AMI 1000	
Sensibilité	Jusqu'à 0,4 μm , $2 \cdot 10^{-5}$ mbar · l/s
Alimentation CDA	conditions préalables
Qualité CDA	1.3.1 conformément à la norme ISO 8573-1
Pression CDA	91 - 145 psig / 6,3 - 10 bar rel.
Consommation CDA type	2 NI/cycle
Alimentation en gaz d'étalonnage	en option
Pression du gaz d'étalonnage	91 - 145 psig / 6,3 - 10 bar rel.
Gaz de mise à l'air	en option
Pression du gaz de mise à l'air	0 - 22 psig / 0 - 1,5 bar rel.
Alimentation électrique	90 - 250 V CA
Consommation électrique type	1200 W
Température de fonctionnement	20 - 25 °C
Humidité	30 - 65 %
Interface utilisateur	Écran couleur 10" multi-touch Full HD
Logiciel	Conformité à la norme 21 CFR Part 11, rapports de test et d'étalonnage BPF au format PDF, authentification locale ou par domaine (LDAP), accès à distance aux données en option

AMI 1000

Détecteurs de fuites

PFEIFFER 
VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

AMI 1000	
Système d'exploitation	Windows 10
Connexion au réseau	1x point d'accès LAN (RJ45) WiFi
Interfaces	2x USB 3.0 (ext.), 1x HDMI
Niveau de pression sonore	<53 dB(A)
Poids approx.	130 kg
Dimensions (L x l x H)	913 x 558 x 1071 mm

*selon la configuration

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

Contactez-nous directement !



FORMULAIRE DE CONTACT