

ASM 2000

Détecteurs de fuites

PFEIFFER 
VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Polyvalent

Solution clé en main avec chambres de test personnalisées, adaptée aux flacons, seringues, bouteilles et autres emballages non poreux

Sensibilité élevée

Détection de fuite hélium jusqu'à $\geq 0,01 \mu\text{m}$, conception spéciale pour la validation des emballages stériles

Déterministe

Résultats quantifiables et répétable selon la norme USP <1207>

Accessoires, pièces de rechange et options

- Pistolets d'aspersion d'hélium
- Filtre d'échappement
- Outils personnalisés
- Sonde de reniflage
- Module de refroidissement à sec – 90


ASM 2000

Détecteurs de fuites

PFEIFFER
VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Dessin d'encombrement



ASM 2000	
Méthodes d'essai	Détection de vide et de fuites par reniflage
Plage de mesure quantitative des fuites fines d'hélium	$<1 \cdot 10^{-9} - 1 \cdot 10^{-5}$ mbar · l/s
Plage de mesure qualitative des grosses fuites d'hélium	$1 \cdot 10^{-5} - 1 \cdot 10^{-3}$ mbar · l/s
Plage de mesure qualitative des fuites d'air massives	$>1 \cdot 10^{-3}$ mbar · l/s
Fuite d'hélium minimale détectable (test par reniflage)	$>1 \cdot 10^{-5}$ mbar · l/s
Alimentation CDA	conditions préalables
Qualité CDA	1.3.1 conformément à la norme ISO 8573-1
Pression CDA	65 - 145 psig / 4,5 - 10 bar rel.
Alimentation en hélium	conditions préalables
Pression d'hélium	65 - 145 psig / 4,5 - 10 bar rel.
Alimentation en azote	conditions préalables
Pression d'azote	65 - 145 psig / 4,5 - 10 bar rel.
Alimentation électrique	90 - 250 V CA
Consommation électrique type	3750 W

ASM 2000

Détecteurs de fuites

PFEIFFER
VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

ASM 2000	
Température de fonctionnement	15 - 25 °C
Humidité	30 - 80 %
Interface utilisateur	Écran couleur 10" multi-touch Full HD
Logiciel	Conformité à la norme 21 CFR Part 11, rapports de test et d'étalonnage BPF au format PDF, authentification locale ou par domaine (LDAP)
Système d'exploitation	Windows 10
Connexion au réseau	1x LAN (RJ45)
Interfaces	2x USB 3.0 (ext.), 1x HDMI
Niveau de pression sonore	<53 dB(A)
Poids approx.	140 kg
Dimensions (L x l x H)	913 x 558 x 1197 mm

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

Contactez-nous directement !



FORMULAIRE DE CONTACT