

HiCube Neo

Turbomolekular-Vakuumpumpeneinheit

PFEIFFER 
VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Anwenderfreundlich

7"-Farb-Touchscreen für intuitive Bedienung, Plug&Pump-Design, einfacher Zugriff auf alle Systemeinstellungen

Intelligent

Fernsteuerung über Webserver für optimale Leistung und Aufzeichnung von Messdaten

Flexibel

Modulare Bauweise, konfigurierbar für jede Anwendung, Tisch- und Standversion erhältlich

Zubehör, Ersatzteile und Optionen

- Entlüftungsventil
- Messgerät mit E/A-Option (zum Anschluss analoger Messgeräte)
- Sicherheitsrückschlagventil
- Erweiterungssatz (für den externen Betrieb der Turbomolekular-Vakuumpumpe)
- ActiveLine analoge Messgeräte
- DigiLine digitale Messgeräte


HiCube Neo

Turbomolekular-Vakuumpumpeneinheit


PFEIFFER
VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Maßzeichnung (Tischgerät)



Maßzeichnung (Standgerät)



		HiCube Neo (Tischgerät)	HiCube Neo (Standgerät)
Saugvermögensklasse Turbomolekular-Vakuumpumpe		80–300 l/s	80–800 l/s
Saugvermögen Vorpumpe		1–1,8 m³/h	6–70 m³/h
Konfigurierbare Turbomolekular-Vakuumpumpen	Standard-Turbomolekular-Vakuumpumpen	HiPace 80, HiPace 300	HiPace 80, HiPace 300, HiPace 350, HiPace 400, HiPace 450, HiPace 700, HiPace 800
	Turbomolekular-Vakuumpumpen mit hoher Komprimierung	HiPace 300 H	HiPace 300 H, HiPace 700 H, HiPace 800 H
Konfigurierbare Vorpumpen	Membranvakuumpumpen	MVP 15–2, MVP 030–3	
	Mehrstufige Roots-Vakuumpumpen		ACP 15, ACP 28, ACP 40
	Spiral-Vakuumpumpen		HiScroll 6, HiScroll 12, HiScroll 18, HiScroll 46
	Einstufige Drehschieber-Vakuumpumpen		SmartVane 55, SmartVane 70
	Zweistufige Drehschieber-Vakuumpumpen		Duo 6 M, Duo 11 M, Duo 20 M
Kühlprinzip		Luft/Wasser	Luft/Wasser
Eingangsspannung(en)		100–120/200–240 V AC (±10 %), 50/60 Hz	100–120/200–240 V AC (±10 %), 50/60 Hz
Gewicht ca.		14,5–22,5 kg	65,5–104,0 kg

MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!



KONTAKTFORMULAR